




Комплектація:

1. Узголів'я ліжка - 1 шт.
2. Царга ліва - 1 шт.
3. Царга права - 1 шт.
4. Царга задня - 1 шт.
5. Металева рама з ламелями - 1 шт.
6. Нижня металева рама - 1 шт.
7. Ніжки металеві - 4 шт.
8. Металева планка (для посилення) - 1 шт.
9. Металеві тримачі для рами з ламелями - 4 шт.
10. Гвинт 6*20 - 20 шт
11. Гвинт 6*40 - 14 шт
12. Гайка М-6 - 4 шт
13. Шайба -4шт.



Збірка:

- До нижньої металевої рами (6) прикріплюємо металеві ніжки (7) гвинтами 6*20 (10)
- До нижньої металевої рами (6) прикріплюємо узголів'я ліжка (1), царги (ліву, праву і задню) (2,3,4) гвинтами 6 * 40 (11) і з'єднуємо їх між собою гвинтами 6*20 (10).
- На з'єднанні царг між собою і царг разом з узголів'ям прикріплюємо металеві тримачі для рами з ламелями (9) плоскими їх частинами вгору
- Між правою і лівою царгою прикріплюємо металеву планку для посилення (8)
- Встановлюємо металеву раму з ламелями (5) на металеві тримачі з ламелями (9)





Інструкція збірки ліжка

Фабрика «Zevs-M»
м. Дніпро
(068)352-80-32
(099)485-48-93
zevsm2016@gmail.com
<http://zevs.ukr>